



Zeit für Fortschritt...

HybridCap

Patent: DE 10 2014 010 033

Die (r)evolutionäre, moderne Körnung
- **Diamant plus Keramik** -verbunden mit
einer langlebigen Edelstahlkappe.

Vorteile:

- **Wirtschaftlichkeit...**
eine Kappe statt hunderte.
- **Nachhaltigkeit...**
zu Gunsten der Umwelt.
Kein „ex und hopp“.
- **Patientenfreundlichkeit...**
feinere Oberflächen in
kürzerer Zeit.
- **Hygiene...**
diese Kappen und Träger sind
desinfizierbar und sterilisierbar.
- **Patientensicherheit...**
endlich können Sie den Anforderungen
der MP Betreiberverordnung § 8
nachkommen.



Busch[®]

There is no substitute for quality

Neu
jetzt auch mit
super grober
Körnung.



CE 0124

super grobe Körnung • abräumen schwerer Verhornungen



BUSCH **HC5880M** **HC5880L**



Ein
Medizin-
Produkt
von



grobe Körnung • abtragen dicker Hornschwielen



BUSCH **HC6880S** **HC6880M** **HC6880L**

Aus hygienischen und technischen Gründen
müssen Kappe und Träger **unmontiert** desinfiziert
und sterilisiert werden.

mittlere Körnung • entfernen starker Verhornungen



BUSCH **HC880S** **HC880M** **HC880L**

Cap Träger

• langlebig und passgenau

feine Körnung • entfernen beginnender Verhornungen



BUSCH **HC8880S** **HC8880M** **HC8880L**



BUSCH **309S** **309M** **309L**



BUSCH & CO. GmbH
& Co. KG
Unterkaltenbach 17-27
51766 Engelskirchen
GERMANY

Postfach 1152
51751 Engelskirchen
GERMANY

www.busch.eu
mail@busch.eu
Tel.: +49 2263 86-0
Fax: +49 2263 20741



BFLA1/032019